

Alcohol separation kit

取扱説明書

説明書原本



CE

文書番号: 16897027-01_A_ja
発行日: 2022.07.06

著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。© Struers ApS 2022.09.20.

目次

1	説明書について	4
2	安全性	4
	2.1 使用目的	4
3	はじめに	4
	3.1 装置の説明	4
	3.2 概要	5
4	廃棄	5
5	技術データ	6
	5.1 技術データ	6
6	製造元	6
	部分的に完成した機械の組入宣言書	9

1 説明書について

取扱説明書

Struersの装置は、装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。



注記

ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。



注記

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

2 安全性

2.1 使用目的


アルコール分離キットは、高圧洗浄ユニットから使用済みアルコールを回収することを目的としています。このキットは、Xmatic および Xmatic Compact とのみ併せて使用することを目的としています。

3 はじめに

3.1 装置の説明

アルコール分離キットは、ドレンシフトバルブとボトルで構成されています。水に敏感に反応する試料の洗浄と乾燥にアルコールが使用される場合、使用済みアルコールの回収が可能になります。アルコール分離キットは高圧洗浄ユニットの一部であり、出荷前に装置に取り付けられます。

3.2 概要



4 廃棄

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

5 技術データ

5.1 技術データ

項目	仕様	
指令/安全規格 安全規格	部分的に完成した機械の組入宣言書を参照してください。	
動作環境	環境温度	5~40°C (41~104°F)
	湿度	35 ~ 85 % RH (結露なきこと)
保管/輸送時 条件	環境温度	0~60°C (32~140°F)
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)
寸法と質量	幅	237 mm (9.3")
	奥行き	444 mm (17.5")
	高さ	637 mm (25")
	重量	2.8 kg (6 lbs)
騒音	音圧レベルの値については、アルコール分離キットが接続されている機械の取扱説明書を参照してください。	
REACH	REACHについての情報は、お客様の地域の Struers 事業所にお問い合わせください。	

6 製造元

Struers ApS
 Pederstrupvej 84
 DK-2750 Ballerup, Denmark
 電話 : +45 44 600 800
 Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、Struersは法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書

では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用の取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

部分的に完成した機械の組入宣言書

製造元	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Denmark
名称	アルコール分離キット
モデル	アルコール分離キット N/A
機能	Xmatic または Xmatic Compact と併せて使用するアルコール分離機。
種類	06896904
上記の機械は、必ず以下と併用してください。 また、組み込まれる最終機械が、必要に応じて、本規則への準拠が宣言されるまで、使用しないでください。	
シリアル番号	



モジュールHは、グローバルなアプローチに遵守

EU

当社は、記載された製品が以下の法律、指令、規格に準拠していることを宣言します。

2006/42/EC
2011/65/EU
2014/30/EU

技術ファイルの編集権限 /
承認者名者

日付 : [Release date]

