

		TegraDoser Remot
蠕动泵	泵的数量	7 件
	泵容量(连续)	52 ml/min(悬浮液和润滑剂 6 件) 100 ml/min(水 1 件)
	悬浮液加液液位	0.2 - 4 ml(20 个步骤)
	悬浮液加液液位(DiaPro、DiaDuo)	0.2 - 12 ml(20 个步骤)
	润滑剂加液液位	0.2 - 12 ml(20 个步骤)
瓶子	½ l 瓶子	6 件
	1 l 瓶子	1 件
软件和电子元器件	控制	触摸屏
	显示	LCD 240 x 128 点, 带白色 LED 背光
安全标准		CE-标记, 根据欧盟指令
REACH		有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处。
操作环境	环境温度	5-40°C (41-104°F)
	湿度	35-85% 相对湿度, 无冷凝
存放和运输条件	环境温度	-5-60°C (4-104°F)
电源	电压/频率	24 V DC
	电流, 最大载荷	TegraSystem Remote
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 58 dB(A)(测量值)。不确定性 K = 4 dB(A) 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平	声明的振动发射值	N/A
尺寸和重量 - 抛光单元、试样移动器	高度	38 cm (7.9")
	宽度	21 cm (8.3"), 不包括瓶子托盘 55 cm (21.5"), 包括瓶子托盘
	深度	20 cm (7.9")
	重量	8 kg (17.6 lbs), 不包括瓶子托盘 10 kg (22 lbs), 包括瓶子托盘
尺寸和重量 - 喷嘴头	高度	11 cm (4.3")
	宽度	5 cm (2")
	深度	12 cm (4.7")
	重量	0.6 kg (1.3 lbs)
	加料头上的软管长度(标准)	3 m (9.8 feet)(最长大约 16 m (52.5 feet), 仅使用 DiaPro 悬浮液和润滑剂)