

		Labotom-20
<b>Kapacita</b>	Výška x délka	95 x 200 mm (3,7" x 10")
	Průměr	110 mm (4,7")
	Délka řezání	305 mm (12")
<b>Řezný kotouč</b>	Průměr	350 mm (14")
	Průměr trnu	32 mm (1,3")
<b>Motor řezného kotouče</b>	Rychlost otáčení	2 500 ot./min.
	Výškové nastavení řezného kotouče	-
<b>Řezací stůl</b>	Šířka	340 mm (13,4")
	Hloubka	313 mm (12,3")
	T-drážky	T-drážka s vyměnitelnými T-drážkami, 10 mm (4 ks + 3 ks)
	Rychlost podávání	Manuální ovládání
<b>Laser</b>		Třída 2M
<b>Software a elektronika</b>	Ovládací prvky	Touchpad
	Displej	Není relevantní
<b>Bezpečnostní normy</b>		Značení CE podle směrnic EU
<b>REACH</b>		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
<b>Provozní prostředí</b>	Okolní teplota	-5-40 °C (-41-104 °F)
	Vlhkost	35-85 % relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace
<b>Zdroj napájení 1</b>	Napětí/frekvence	3 x 200 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	5,5 kW (7,4 HP)
	Výkon S3 15%	7,5 kW (10 HP)
	Proud, maximální zatížení	22,9 A
	Proud, max.	45,8 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	21,9 A

<b>Labotom-20</b>		
<b>Zdroj napájení 2</b>	Napětí/frekvence	3 x 200-210 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	6,6 kW (8,8 HP)
	Výkon S3 15%	8,5 kW (11,4 HP)
	Proud, maximální zatížení	27,1 A
	Proud, max.	54,2 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	26,1 A
<b>Zdroj napájení 3</b>	Napětí/frekvence	3 x 220-230 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	5,5 kW (7,4 HP)
	Výkon S3 15%	7,5 kW (10 HP)
	Proud, maximální zatížení	20,1 A
	Proud, max.	40,2 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	19,1 A
<b>Zdroj napájení 4</b>	Napětí/frekvence	3 x 220-240 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	6,6 kW (8,8 HP)
	Výkon S3 15%	8,5 kW (11,4 HP)
	Proud, maximální zatížení	22,5 A
	Proud, max.	45 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	21,5 A

<b>Labotom-20</b>		
<b>Zdroj napájení 5</b>	Napětí/frekvence	3 x 380-415 V (50 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	5,5 kW (7,4 HP)
	Výkon S3 15%	7,5 kW (10 HP)
	Proud, maximální zatížení	12 A
	Proud, max.	24 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	11 A
<b>Zdroj napájení 6</b>	Napětí/frekvence	3 x 380-415 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	6,6 kW (8,8 HP)
	Výkon S3 15%	8,5 kW (11,4 HP)
	Proud, maximální zatížení	13,4 A
	Proud, max.	26,8 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	12,4 A
<b>Zdroj napájení 7</b>	Napětí/frekvence	3 x 460-480 V (60 Hz)
	Vstup napájení	3L + (N) + PE
	Napájení S1	Není relevantní
	Napájení S3 60 %	6,6 kW (8,8 HP)
	Výkon S3 15%	8,5 kW (11,4 HP)
	Proud, maximální zatížení	12,4 A
	Proud, max.	24,8 A
	Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech	11,4 A
<b>Chladicí systém</b>	Možnost	Chladicí systém 4
<b>Odtah</b>	Doporučená kapacita	150 m <sup>3</sup> /hod. (5 300 ft <sup>3</sup> /h) při 0 mm (0") vodního sloupce.
<b>Pokročilé funkce</b>	Stůl X, manuální	Možnost
	Stojan X, manuální	Není relevantní
	Otočný stojan	Není relevantní

<b>Labotom-20</b>		
<b>Kategorie bezpečnostního obvodu / úroveň výkonu</b>	Nouzový vypínač	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Bezpečnostní chránič	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Bezpečnostní ochranný zámek	PL a, kategorie B Kategorie zastavení 0
	Neúmyslné spuštění recirkulace kapaliny	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
<b>Proudový chránič (RCCB)</b>		Požaduje se typ A, 30 mA (nebo lepší)
<b>Hladina hluku</b>	Měřená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 72 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB
<b>Úroveň vibrací</b>	Deklarovaná hodnota vibrací	a <sub>hd</sub> = 0,5 m/s <sup>2</sup> (naměřená hodnota). Nejistota K = 0,2 m/s <sup>2</sup>
<b>Rozměry a hmotnost</b>	Šířka (hlavní těleso)	73 cm (28,9")
	Šířka (s rukojetí)	89 cm (35,2")
	Šířka (jeden tunel)	Zleva: 134 cm (52,8") Zprava: 126 cm (49,4")
	Šířka (dva tunely)	170 cm (67")
	Hloubka	94 cm (37,1")
	Výška (bezpečnostní chránič zavřený, včetně rukojeti)	90 cm (35,6")
	Výška (bezpečnostní chránič otevřený)	122 cm (48")
	Hmotnost	225 kg (496 lb)