


		<b>TegraDoser Remot</b>
<b>Pompe peristaltiche</b>	Numero di pompe	7 pz.
	Capacità della pompa (continua)	52 ml/min (6 pezzi per sospensioni e lubrificanti) 100 ml/min (1 pezzo per acqua)
	Livelli di dosaggio sospensioni	0,2 - 4 ml (20 fasi)
	Livelli di dosaggio sospensioni (DiaPro, DiaDuo)	0,2 - 12 ml (20 fasi)
	Livelli di dosaggio dei lubrificanti	0,2 - 12 ml (20 fasi)
<b>Bottiglie</b>	Bottiglie da ½ l	6 pz.
	bottiglie da 1 l	1 pz.
<b>Software ed elettronica</b>	Comandi	Tappetino
	Display	LCD240 x 128 punti con retroilluminazione a LED bianca
<b>Normative sulla sicurezza</b>		Marchio CE secondo le Direttive UE
<b>PORTATA</b>		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	5-40°C (41-104°F)
	Umidità	35-85% RH senza condensa
<b>Condizioni di stoccaggio e trasporto</b>	Temperatura ambiente	-5-60°C (4-104°F)
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	24 Vcc
	Potenza, carico max	1 A da TegraSystem Remote
<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 58 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB(A) Misurazioni eseguite secondo le normative EN ISO 11202
<b>Livello di vibrazione</b>	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A
<b>Dimensioni e peso - Unità di lucidatura, Maschera di trascinamento</b>	Altezza	38 cm (7,9")
	Larghezza	21 cm (8.3") escluso vassoio bottiglie 55 cm (21.5") compreso vassoio bottiglie
	Profondità	20 cm (7,9")
	Peso	8 kg (17,6 lb) escluso vassoio bottiglie 10 kg (22 libbre) compreso vassoio bottiglie
<b>Dimensioni e peso - Testina dell'ugello</b>	Altezza	11 cm (4,3")
	Larghezza	5 cm (2")
	Profondità	12 cm (4,7")
	Peso	0,6 kg (1.3 lb)
	Lunghezza del tubo flessibile sulla testina del dosatore (standard)	3 m (9,8') (max. app. 16 m (52,5') solo con sospensioni e lubrificanti DiaPro)



**DATI TECNICI**  
**TegraDoser Remote**

Doc. N.: 16967751\_A\_it  
Data di rilascio: 2023.08.10